



## SCHEDA TECNICA SERIE GV

Impianto di  
STERILIZZAZIONE  
dei rifiuti sanitari  
a rischio infettivo

Capacità in volume  
**1300 L**

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo alimentazione Generatore di Vapore (G.V.)	Gas	<b>G.V. A GAS</b>
Potenza elettrica nominale installata	Circa 95 kW	
Potenza elettrica media assorbita	40 kW/ciclo ±5%	
Livello di potenza sonora	76,0 dB(A)	
Tipo di tritratore ad elevata resistenza	Quadrialbero 2 x 22 kW Zero	
Emissioni in atmosfera impianto	Zero emissioni nocive	
Scarichi in fogna	Non presenti	
Dimensioni impianto con coclea posizionata lateralmente	12,5 m (L) x 7,7 m (P) x 6 m (H)	
Peso configurazione standard	23.000 kg ±5%	

### CARATTERISTICHE TRATTAMENTO

Capacità di processo	Fino ad un max 1000 L
Tempo ciclo	In funzione di: livello umidità, peso specifico, tipo rifiuto
Agente sterilizzante	Vapore saturo conforme alla direttiva PED 2014 / 68 / UE
Riduzione in volume	> 80%
Volume camera di Sterilizzazione	1300 L

### NOTE DI APPLICAZIONE

Tipo di processo	Continuo
Sistema di carico e scarico rifiuto	Automatico gestito da PLC
Servizi aggiuntivi su richiesta	Telecontrollo e Telegestione / Aggiornamenti Software
Conduzione dell'impianto	N. 1 operatore
Requisiti dell'operatore	Corso di formazione per la conduzione dell'impianto
Sito di installazione	Centri di raccolta e trattamento

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo alimentazione Generatore di Vapore (G.V.)	Elettrico	<b>G.V. ELETTRICO</b>
Potenza elettrica nominale installata	Circa 170 kW	
Potenza elettrica media assorbita	75 kW/ciclo ±5%	
Tipo di tritratore ad elevata resistenza	Quadrialbero 2 x 22 kW Zero	
Emissioni in atmosfera impianto	Zero emissioni nocive	
Scarichi in fogna	Non presenti	
Dimensioni impianto con coclea posizionata lateralmente	12,5 m (L) x 7,7 m (P) x 6 m (H)	
Peso configurazione standard	23.000 kg ±5%	

### CARATTERISTICHE TRATTAMENTO

Capacità di processo	Fino ad un max 1300 L
Tempo ciclo	In funzione di: livello umidità, peso specifico, tipo rifiuto
Agente sterilizzante	Vapore saturo conforme alla direttiva PED 2014 / 68 / UE
Riduzione in volume	> 80%
Volume camera di Sterilizzazione	1300 L

### NOTE DI APPLICAZIONE

Tipo di processo	Continuo
Sistema di carico e scarico rifiuto	Automatico gestito da PLC
Servizi aggiuntivi su richiesta	Telecontrollo e Telegestione / Aggiornamenti Software
Conduzione dell'impianto	N. 1 operatore
Requisiti dell'operatore	Corso di formazione per la conduzione dell'impianto
Sito di installazione	Centri di raccolta e trattamento